

# Frasco detector de drogas E-Z Split Key Cup



Puntos de Corte de acuerdo a recomendaciones de SAMHSA  
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)

Producto Aprobado para su venta por la SSA (México) y la FDA (E.E.U.U.)

**Frasco de Detección Múltiple E-Z Split Key Cup** es el sistema mas avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, este frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier otra opción.

Para utilizar el frasco tan solo se debe recolectar una muestra de orina en el interior del mismo, activar la prueba por medio de su llave de seguridad y esperar a que el panel ubicado en la parte trasera del frasco nos presente los resultados. Adicionalmente el termómetro integrado nos permitirá determinar si la orina obtenida es reciente para evitar que haya alguna trampa por parte del donador.

Con E-Z Split Key Cup usted tiene el control de la prueba en todo momento en cualquiera de las siguientes presentaciones:

DOA157 - 5 parámetros - detecta COC + THC + AMP + MET + OPI

DOA157-2 - 5 parámetros - detecta COC + THC + AMP + BAR + BZO

DOA167 - 6 parámetros - detecta COC + THC + AMP + MET + OPI + BZO